

دابلو گلد ...

حالا که کمپانی هایرونیک کره ، تکنولوژی هایفو را در ماشین جذاب دابلو ارائه نموده است راحت و با اطمینان این تکنولوژی مشهور را معرفی کنید. بلاشک موثرترین دستگاه لیفت در ایران هایفو دابلو بوده که امتحان خود را هزاران بار پس داده و حالا ورژن گلد این دستگاه یک لیفت تمام و کمال و بی نقص را پیاده سازی میکند. قطعاً انتخابی جز دابلو گلد برای لیفتینگ تک جلسه ای نخواهید داشت، خوشحالتان...



تنها لیفتینگ غیرتهاجمی مؤثر در دنیا

dōublo . gold



• کارتریج های متنوع دستگاه جهت دستیابی به حداکثر اثربخشی در نقاط مختلف صورت، گردن و بدن :

- کارتریج S7 با عمق نفوذ 1.5 میلیمتر و فرکانس 7MHz (Optional)

- کارتریج M7 با عمق نفوذ 3 میلیمتر و فرکانس 7MHz



- کارتریج D7 با عمق نفوذ 4.5 میلیمتر و فرکانس 7MHz



- کارتریج D4 با عمق نفوذ 4.5 میلیمتر و فرکانس 4MHz



- کارتریج L4 با عمق نفوذ 13 میلیمتر و فرکانس 4MHz



دابلو گلد (Double gold) آخرین ورژن از خانواده دابلو بوده که با استفاده از تکنولوژی هایفو و به دلیل برخورداری از درایور برد های بسیار با کیفیت، بهره گیری از با کیفیت ترین منبع تولید HIFU و کارتریج های متنوع به پرفروش ترین سیستم HIFU در دنیا تبدیل شده است.

امکانات دستگاه دابلو گلد (Double gold)

بزرگترین قطر دات های ایجاد شده در مقایسه با تمامی دستگاه های HIFU.

- کمترین افت توان در کل شات های مصرفی.
- عدم افت توان در کارتریج ها.
- ایجاد نقاط به صورت کاملاً متمرکز و بدون هیچ گونه همپوشانی و اعوجاج موج در تمامی کارتریج ها.
- امکان استفاده از بالاترین انرژی و عدم ایجاد آسیب و عوارض جانبی به دلیل تمرکز بالای هر دات.
- قابلیت تنظیم طول هر لاین از یک دات تا 25 میلیمتر.
- قابلیت تنظیم فاصله دات ها با دقت 0.1 میلیمتر.
- امکان همزمان لیفتینگ و جوانسازی پوست در یک جلسه.
- عدم ایجاد آسیب در اپیدرم و بافت های محیطی.
- قابل استفاده در کلیه تایپ های پوستی بدون محدودیت.
- قابل استفاده برای تمامی فصول.
- بدون نیاز به استراحت و مراقبتهای قبل و بعد از انجام دابلو.
- اثر درمانی بسیار بلند مدت تنها بعد از انجام دابلو در یک جلسه.
- برنامه کاربردی از پیش تعیین شده با امکان تغییر پارامتر (User friendly).
- هندپیس و کارتریج سبک.
- سرعت بالا در حین درمان.

اندیکاسیون دستگاه دابلو گلد (Double gold)

- لیفتینگ صورت و بدن.
- لیفتینگ گردن.
- بالا کشیدن ابروها.
- افزایش قوام و الاستیسیته پوست.
- جوانسازی.
- کاهش چین و چروک.
- کاهش عمق خطوط نازولیپیتال.



معرفی دستگاه دابلو گلد (Double gold)

دستگاه دابلو گلد (Double gold) مجهز به تکنولوژی هایفو است تکنولوژی هایفو به امواج ماورای صوت با شدت بالا گفته می شود که بصورت کاملاً متمرکز و در یک عمق مشخص و قابل پیش بینی، کانونی شده و توانایی نفوذ به عمق دلخواه در بدن، بدون آسیب به بافت های موجود در مسیر را دارد.

این ویژگی منحصر به فرد در دستگاه دابلو گلد (Double gold) باعث شده دستیابی به لایه SMAS بدون نیاز به جراحی قابل انجام باشد و به واسطه کاهش مساحت این لایه و افزایش قوام آن، همراه با تحریک فرآیند جوانسازی در درم، به عنوان محبوبترین روش لیفتینگ غیر تهاجمی مورد تایید FDA در دنیا شناخته شود.

مکانیسم اثر دستگاه دابلو گلد (Double gold)

- تحریک فیبرو بلاست ها به ساخت کلاژن در درم.
- بازسازی و Remodeling کلاژن ها در درم.
- ایجاد Thermal Coagulation Zone در لایه SMAS.
- کاهش مساحت فوری و دائمی لایه SMAS.
- افزایش دما در اطراف نقاط حرارتی ایجاد شده باعث تحریک پروسه ساخت و بازسازی کلاژن در لایه SMAS و افزایش الاستیسیته این لایه می شود.

dōublo · gold



تنها لیفتینگ
غیرتهاجمی
مؤثر در دنیا



Source Type	Value
Fluence	0.2 ~ 2J/cm ² [0.05 Step]
Monitor	LCD screen
Cartridge	S7 7.0Mhz, 1.5mm
	M7 7.0Mhz, 3.0mm
	D4 4.0Mhz, 4.5mm
	D7 7.0Mhz, 4.5mm
	L4 4.0Mhz, 13mm
Spacing	0.5 ~ 10mm
Length	5.0 ~ 25mm [1.0 Step]
Electrical Requirement	AC 100~240V, 50/60hz
Dimensions(W X D X H)	400×455×460 [Cart Excluded]
Weight	15Kg

شیرازی، خیابان مطهری، میزای
تهران، خیابان مطهری، میزای
شیرازی شمالی، خیابان ناهید
پلاک ۴۲
www.afateb.com



dōublo · gold



تنها لیفتینگ
غیرتهاجمی
مؤثر در دنیا